

	<u>AP 1000</u>	<u>AP 1200</u>
Alimentazione	230 Volt - 50/60 Hz – 3 A	230 Volt - 50/60 Hz – 3 A
Rumorosità	inferiore a dBA 58	inferiore a dBA 58
Prefiltro (450x600 mm)	N.1 prefiltri antipolvere Classe M6	N.2 prefiltri antipolvere Classe M6
Filtri principali (450x600 mm)	N.1 Filtri a carboni attivi a impregnazione specifica per formaldeide/glutaraldeide*	N.2 Filtri a carboni attivi a impregnazione specifica per formaldeide/glutaraldeide*
Portata max.	760 m ³ /hr	980 m ³ /hr
Dimensioni esterne	1000 x 710 x 2036 mm (LxPxH)	1200 x 710 x 2036 mm (LxPxH)
Dimensioni interne	998 x 626 x 1422 mm (LxPxH)	1198 x 626 x 1422 mm (LxPxH)
Peso	235 kg	245 kg
Area utile ripiani	989 x 616 mm (LxP)	1189 x 616 mm (LxP)