

Miele



Lavavetreria PG 8504

- Programmatore TouchControl
- Display a tre righe
- Indicazione svolgimento programma e guasti tramite Led
- Segnale acustico
- Rivestimento esterno completamente in acciaio inox

- Versione US e FS (togliere il coperchio con altezza di soli 15 mm sottopiano. Incluso nella fornitura)

- Costruzione a doppio mantello
- Guida acqua migliorata e maggiori pressioni di lavaggio
- Accoppiamento dei carrelli superiore e inferiore sul lato posteriore
- Chiusura automatica delle valvole non utilizzate
- Geometria innovativa degli ugelli dei bracci irroratori
- Pompa di circolazione con resistenze integrate: portata 500 litri / min. (0,8 kW)

- Sistema di filtraggio vasca a 4 stadi
- Contenitore del sale nello sportello (capacità ca. 2 kg)
- Addolcitore incorporato separato dal contenitore del sale
- Apertura e chiusura manuale dello sportello, EasyOpen
- Vasca di lavaggio in acciaio inox con saldature al laser nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 316L)
- Allacciamenti idrici (2x)

VERSIONE AD con acqua demineralizzata in pressione:

1 x acqua fredda (2 - 10 bar)

1 x acqua demineralizzata (2 - 10 bar)

VERSIONE ADP con pompa per acqua demineralizzata non in pressione:

1 x acqua fredda (2 - 10 bar)

1 raccordo x allacciamento alla pompa per acqua demineralizzata non in pressione (8,5-60 kPa)

- Temperatura max. risciacquo (70°C)
- Allacciamento elettrico: 3N AC 380 V (9,3 kW) commutabile AC 220 V (6,6 o 3,3 kW)

- 1 pompa di scarico per la lisciva
- Dosatori/pompe di dosaggio prodotti chimici
- 1 dosatore per detersivi in polvere (sportello)
- 1 dosatore per neutralizzante o additivo per risciacquo finale (sportello)
- 1 predisposizione per pompe di dosaggio esterne DOS G 80 Flex risp. DOS G 80/1 Flex per detersivi liquidi (opzionale)
- Lancia di dosaggio Flex. Rileva l'assenza di detergente
- /
- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa
- Volume utile vasca di lavaggio: 145 l
- Dimensioni utili vasca di lavaggio: H 522, L 536, P 523/518 mm
- Dimensioni esterne: H 835 (820 senza coperchio), L 600, P 600

- 5 programmi standard
- 2 posti programma liberi
- 3 posti programma preferiti
- Sensori di temperatura nel pozzetto
- /
- LAN/WLAN (impossibile per via dell'elettronica)

Dotazioni non disponibili:

1. Filtro Hepa
2. Filtro grosso
3. Condensatore di vapore
4. Asciugatura attiva
5. Sensore della pressione di lavaggio
6. Sensore del numero di giri dei bracci irroratori
7. Sensore di conducibilità
8. Monitoraggio dosaggio



Lavavetreria PLW 8604

- Programmatore M Touch Basic
- Display touch a un colore a segmenti
- Indicazione svolgimento programma e guasti tramite Led
- Segnale acustico

• LW bianco

- Versione UC e FS (togliere il coperchio con altezza di soli 15 mm sottopiano. Incluso nella fornitura)

- Costruzione a doppio mantello
- Guida acqua migliorata e maggiori pressioni di lavaggio
- Accoppiamento dei carrelli superiore e inferiore sul lato posteriore
- Chiusura automatica delle valvole non utilizzate
- Geometria innovativa degli ugelli dei bracci irroratori
- Pompa di circolazione con resistenze integrate: portata 500 litri / min. (0,8 kW)

- Sistema di filtraggio vasca a 4 stadi
- Contenitore del sale nello sportello (capacità ca. 2 kg)
- Addolcitore incorporato separato dal contenitore del sale
- Apertura e chiusura manuale dello sportello, EasyOpen
- Vasca di lavaggio in acciaio inox con saldature al laser nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 316L)
- Allacciamenti idrici (2x)

VERSIONE AD con acqua demineralizzata in pressione:

1 x acqua fredda (2 - 10 bar)

1 x acqua demineralizzata (2 - 10 bar)

NO. (Possibile solo versione con ADP interna. Per la regione SEE non prevista)

NO

NO

- Temperatura max. risciacquo (70°C)
- Allacciamento elettrico: 3N AC 380 V (9,3 kW) commutabile AC 220 V (6,6 o 3,3 kW)

- 1 pompa di scarico per la lisciva
- Dosatori/pompe di dosaggio prodotti chimici
- 1 dosatore per detersivi in polvere (sportello)
- 1 dosatore per neutralizzante o additivo per risciacquo finale (sportello)
- 1 predisposizione per pompe di dosaggio esterne DOS G 80 Flex risp. DOS G 80/1 Flex per detersivi liquidi (opzionale) e DOS G 80 comfort risp. DOS G 80/1 comfort
- Lancia di dosaggio Flex. Rileva l'assenza di detergente
- Lancia di dosaggio Comfort. Rileva il livello del detergente (opzionale)
- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa
- Volume utile vasca di lavaggio: 145 l
- Dimensioni utili vasca di lavaggio: H 522, L 536, P 523/518 mm
- Dimensioni esterne FS: H 835, L 600, P 600
- Dimensioni esterne UC: H 835, L 600, P 600

- 5 programmi standard
- 4 posti programma liberi
- 4 posti programma preferiti
- Sensori di temperatura nel pozzetto
- /
- Wifi
- LAN/WLAN (impossibile per via dell'elettronica)

1. Filtro Hepa
2. Filtro grosso
3. Condensatore di vapore
4. Asciugatura attiva
5. Sensore di livello nel pozzetto
6. Sensore della pressione di lavaggio/risciacquo
7. Sensore del numero di giri dei bracci irroratori
8. Sensore di conducibilità
9. Monitoraggio dosaggio
10. Luci nella barra dello sportello (2x/4x GD)
11. Funzione "How to" (istruzioni d'uso e manutenzione)
12. Night mode. Oscuramento di funzioni non necessarie/disponibili
13. Messaggi visibili anche da lontano
14. Approvazione carico a display (solo MED)
15. Preselezione dell'orario di avvio o di fine
16. Selezione lingua via pulsante
17. Funzione Prima messa in esercizio con indicazioni di sequenze da eseguire
18. Lancia di dosaggio Comfort. Rileva il livello di riempimento della tanica
19. Incavo per moduli di comunicazione sul retro
20. ADP 86. Retrofit kit per trasformazione AD in ADP
21. FAD (front air duct). Retrofit kit per evacuazione aria esausta dal davanti