

Miele



Lavavetreria PG 8583 CD



Lavavetreria PLW 8683 CD

- Programmatore TouchControl
- Display a tre righe
- /
- /
- /
- /
- /
- /
- Segnale acustico
- Rivestimento esterno completamente in acciaio inox
- /
- /
- Versione US e FS (togliere il coperchio con altezza di soli 15 mm sottopiano. Incluso nella fornitura)
- 1 unico coperchio H 15 mm

- 1 unico tipo di zoccolo

- Costruzione a doppio mantello
- Guida acqua migliorata e maggiori pressioni di lavaggio
- Accoppiamento dei carrelli superiore e inferiore sul lato posteriore
- Chiusura automatica delle valvole non utilizzate
- Geometria innovativa degli ugelli dei bracci irroratori
- Pompa di circolazione a velocità variabile con resistenze integrate: portata 500 litri / min. (0,8 kW)
- Condensatore di vapore a nebulizzazione
- Asciugatura DryPlus (filtro Hepa 14 e filtro grosso)
- Sistema di filtraggio vasca a 4 stadi
- Contenitore del sale nello sportello (capacità ca. 2 kg)

- Addolcitore incorporato separato dal contenitore del sale
- Apertura e chiusura automatica dello sportello, AutoOpen e AutoClose
- Vasca di lavaggio in acciaio inox con saldature al laser nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 316L)

/

- Allacciamenti idrici (4x)

VERSIONE AD con acqua demineralizzata in pressione:

- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar)
- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar) per condensatore di vapore
- 1 x acqua calda (2 - 10 bar)
- 1 x acqua demineralizzata (2 - 10 bar)

VERSIONE ADP con pompa per acqua demineralizzata non in pressione:

- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar)
- 1 x acqua calda (2 - 10 bar)
- 1 raccordo x allacciamento alla pompa per acqua demineralizzata non in pressione (8,5-60 kPa)

- Allacciamento elettrico: 3N AC 380 V (9,3 kW) commutabile AC 220 V (6,6 o 3,3 kW)

- 1 pompa di scarico per la liscivia
- Pompe di dosaggio prodotti chimici (LD)
- 2 pompe di dosaggio interne per detergente e neutralizzante (lancia 5l)

- Programmatore M Touch Flex
- Display Full-touch a colori
- Funzione "How to" (istruzioni d'uso e manutenzione)
- Night mode. Oscuramento di funzioni non necessarie/disponibili
- Messaggi visibili anche da lontano
- Approvazione carico a display (solo MED)
- Preselezione dell'orario di avvio o di fine
- Selezione lingua via pulsante
- Funzione Prima messa in esercizio con indicazioni di sequenze da eseguire

- Segnale acustico
- SST in acciaio inox, versione AD
- SST in acciaio inox, versione ADP

- SST in acciaio inox, versione OIL
- GD porta a vetri

- Versione UC e FS (togliere il coperchio con altezza di soli 15 mm sottopiano. Incluso nella fornitura)

- 1 coperchio per versione SST
- 1 coperchio più profondo per versione GD (nel nome degli attuali coperchi è stato aggiunto "/1")
- 1 zoccolo per versione SST
- 1 zoccolo più profondo per versione GD (nel nome degli attuali zocchi è stato aggiunto "/1")

- Costruzione a doppio mantello
- Guida acqua migliorata e maggiori pressioni di lavaggio
- Accoppiamento dei carrelli superiore e inferiore sul lato posteriore
- Chiusura automatica delle valvole non utilizzate
- Geometria innovativa degli ugelli dei bracci irroratori
- Pompa di circolazione a velocità variabile con resistenze integrate: portata 500 litri / min. (0,8 kW)
- Condensatore di vapore a nebulizzazione
- Asciugatura DryPlus (filtro Hepa 14 e filtro grosso)
- Sistema di filtraggio vasca a 4 stadi

- Contenitore del sale nello sportello (capacità ca. 2 kg). Eccezione: versione GD (si trova sul fondo della vasca per motivi di design)

- Addolcitore incorporato separato dal contenitore del sale
- Apertura e chiusura automatica dello sportello, AutoOpen e AutoClose
- Vasca di lavaggio in acciaio inox con saldature al laser nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 316L)

- Luci nella barra dello sportello (2x versioni SST / 4x GD)
- FAD (front air duct). Retrofit kit per evacuazione aria esausta dal davanti
- Allacciamenti idrici (3x)

VERSIONE AD con acqua demineralizzata in pressione:

- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar)

/ (non previsto)

- 1 x acqua calda (2 - 10 bar)
- 1 x acqua demineralizzata (2 - 10 bar)

VERSIONE ADP con pompa per acqua demineralizzata non in pressione:

- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar)
- 1 x acqua calda (2 - 10 bar)
- 1 raccordo x allacciamento alla pompa per acqua demineralizzata non in pressione (8,5-60 kPa)

- Allacciamento elettrico: 3N AC 380 V (9,3 kW) commutabile AC 220 V (6,6 o 3,3 kW)

- 1 pompa di scarico per la liscivia
- Pompe di dosaggio prodotti chimici (LD)
- 2 pompe di dosaggio interne per detergente e neutralizzante (lancia 5l)

1 predisposizione per pompa di dosaggio interna per detergenti liquidi (opzionale)

- Sensore di livello del detergente
- Cassetto laterale per filtro Hepa e taniche di prodotti chimici
- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa
- Volume utile vasca di lavaggio: 145 l
- Dimensioni utili vasca di lavaggio: H 522, L 536, P 523/518 mm
- Dimensioni esterne: H 835 (820 senza coperchio), L 900, P 600

• 15 programmi standard

- 2 posti programma liberi
- 3 tasti programma preferiti
- Sensori di temperatura nel pozzetto

-

-

- Vano per moduli di comunicazione sul retro

/

- Sensore della pressione di lavaggio/risciacquo
- Sensore del numero di giri dei bracci irroratori
- Monitoraggio dosaggio
- Conducimetro
- Sensore di livello nel pozzetto

1 predisposizione per pompa di dosaggio interna per detergenti liquidi (opzionale)

- Sensore di livello del detergente
- Cassetto laterale per filtro Hepa e taniche di prodotti chimici
- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa

- Volume utile vasca di lavaggio: 145 l

- Dimensioni utili vasca di lavaggio: H 522, L 536, P 523/518 mm

- Dimensioni esterne FS: H 835, L 900, P 600

- Dimensioni esterne UC: H 835, L 900, P 600

- 16 programmi standard + Pastorizzazione + Basic Cleaning (lavaggio vasca) + IQOQ + Prima messa in esercizio (Speciale 93/10 => Igiene 93/10; Mini => Extra Short)

- 10 posti programma liberi

- 4 tasti programma preferiti

- Sensori di temperatura nel pozzetto

- Wifi

- LAN/WLAN (opzionale con modulo a parte)

- Vano per moduli di comunicazione sul retro

- Remote Firmware Update

- Sensore della pressione di lavaggio/risciacquo

- Sensore del numero di giri dei bracci irroratori (solo se prevista la versione MON)

- Monitoraggio dosaggio (solo se prevista la versione MON)

- Conducimetro

- Sensore di livello nel pozzetto