

Miele



Lavavetreria PG 8593



Lavavetreria PLW 8693

- Programmatore TouchControl
 - Display a tre righe
 - /
 - /
 - /
 - /
 - /
 - /
 - /
 - Segnale acustico
 - Rivestimento esterno completamente in acciaio inox
 - /
 - /
 - Versione US e FS (togliere il coperchio con altezza di soli 15 mm sottopiano. Incluso nella fornitura)
 - 1 unico coperchio H 15 mm
 - 1 unico tipo di zoccolo
 - Costruzione a doppio mantello
 - Guida acqua migliorata e maggiori pressioni di lavaggio
 - Accoppiamento dei carrelli superiore e inferiore sul lato posteriore
 - Chiusura automatica delle valvole non utilizzate
 - Geometria innovativa degli ugelli dei bracci irroratori
 - Pompa di circolazione a velocità variabile con resistenze integrate: portata 500 litri / min. (0,8 kW)
 - Condensatore di vapore a nebulizzazione
 - Asciugatura DryPlus
 - Filtro Hepa nello zoccolo
 - Sistema di filtraggio vasca a 4 stadi
 - Contenitore del sale nello sportello (capacità ca. 2 kg)
 - Addolcitore incorporato separato dal contenitore del sale
 - Apertura e chiusura automatica dello sportello, AutoOpen e AutoClose
 - Vasca di lavaggio in acciaio inox con saldature al laser nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 316L)
 - /
 - /
 - Allacciamenti idrici (4x)
- VERSIONE AD con acqua demineralizzata in pressione:
- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar)
 - 1 x acqua fredda (2 - 10 bar) per condensatore di vapore
 - 1 x acqua calda (2 - 10 bar)
 - 1 x acqua demineralizzata (2 - 10 bar)
 - Allacciamento elettrico: 3N AC 380 V (9,3 kW) commutabile AC 220 V (6,6 o 3,3 kW)

- 1 pompa di scarico per la liscivia
 - Pompe di dosaggio prodotti chimici (LD)
- 1 pompa di dosaggio interna per neutralizzante (lancia 10l)
- 2 predisposizioni per pompe di dosaggio esterne per detergenti liquidi (opzionali)

- Programmatore M Touch Flex
 - Display Full-touch a colori
 - Funzione "How to" (istruzioni d'uso e manutenzione)
 - Night mode. Oscuramento di funzioni non necessarie/disponibili
 - Messaggi visibili anche da lontano
 - Approvazione carico a display (solo MED)
 - Preselezione dell'orario di avvio o di fine
 - Selezione lingua via pulsante
 - Funzione Prima messa in esercizio con indicazioni di sequenze da eseguire
 - Segnale acustico
 - SST in acciaio inox, versione AD
 - SST in acciaio inox, versione CM MON
- SST in acciaio inox, versione OIL**
- Versione UC e FS (togliere il coperchio con altezza di soli 15 mm sottopiano. Incluso nella fornitura)
 - 1 unico coperchio H 15 mm
 - 1 unico tipo di zoccolo
 - Costruzione a doppio mantello
 - Guida acqua migliorata e maggiori pressioni di lavaggio
 - Accoppiamento dei carrelli superiore e inferiore sul lato posteriore
 - Chiusura automatica delle valvole non utilizzate
 - Geometria innovativa degli ugelli dei bracci irroratori
 - Pompa di circolazione a velocità variabile con resistenze integrate: portata 500 litri / min. (0,8 kW)
 - Condensatore di vapore a nebulizzazione
 - Asciugatura DryPlus (filtro Hepa 13)
 - Filtro Hepa nello zoccolo
 - Sistema di filtraggio vasca a 4 stadi
 - Contenitore del sale nello sportello (capacità ca. 2 kg)
 - Addolcitore incorporato separato dal contenitore del sale
 - Apertura e chiusura automatica dello sportello, AutoOpen e AutoClose
 - Vasca di lavaggio in acciaio inox con saldature al laser nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 316L)
 - Luci nella barra dello sportello (2x)
 - FAD (front air duct). Retrofit kit per evacuazione aria esausta dal davanti
 - Allacciamenti idrici (3x)
- VERSIONE AD con acqua demineralizzata in pressione:
- 1 x acqua fredda (2 - 10 bar)
- / (non previsto)**
- 1 x acqua calda (2 - 10 bar)
 - 1 x acqua demineralizzata (2 - 10 bar)
 - Allacciamento elettrico: 3N AC 380 V (9,3 kW) commutabile AC 220 V (6,6 o 3,3 kW)

- 1 pompa di scarico per la liscivia
 - Pompe di dosaggio prodotti chimici (LD)
- 1 pompa di dosaggio interna per neutralizzante (lancia 10l)
- 2 predisposizioni per pompe di dosaggio esterne per detergenti liquidi (opzionali)

- Rilevamento tanica prodotti chimici vuota
- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa
- Volume utile vasca di lavaggio: 145 l
- Dimensioni utili vasca di lavaggio: H 522, L 536, P 523/518 mm
- Dimensioni esterne: H 835 (820 senza coperchio), L 900, P 600
- 15 programmi standard
- 2 posti programma liberi
- 3 tasti programma preferiti
- Sensori di temperatura nel pozzetto
-
-
- Vano per moduli di comunicazione sul retro
- /
- Sensore della pressione di lavaggio/risciacquo
- Sensore del numero di giri dei bracci irroratori
- Monitoraggio dosaggio
-
- Sensore di livello nel pozzetto

- Rilevamento tanica prodotti chimici vuota
- Rilevamento del livello del detergente (opzionale)
- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa
- Volume utile vasca di lavaggio: 145 l
- Dimensioni utili vasca di lavaggio: H 522, L 536, P 523/518 mm
- Dimensioni esterne FS: H 835, L 600, P 600
- Dimensioni esterne UC: H 835, L 600, P 600
- 16 programmi standard + Pastorizzazione + Basic Cleaning (lavaggio vasca) + IQQQ + Prima messa in esercizio (Speciale 93/10 => Igiene 93/10; Mini => Extra Short)
- 10 posti programma liberi
- 4 tasti programma preferiti
- Sensori di temperatura nel pozzetto
- Wifi
- LAN/WLAN (opzionale con modulo a parte)
- Vano per moduli di comunicazione sul retro
- Remote Firmware Update
- Sensore della pressione di lavaggio/risciacquo
- Sensore del numero di giri dei bracci irroratori (solo versione MON)
- Monitoraggio dosaggio (solo versione MON)
- Conducimetro (solo versione CM)
- Sensore di livello nel pozzetto