

Miele



PLW 7111 [S-1008]

Lavavetriere SlimLine con riscaldamento elettrico, asciugatura aria calda
Pompa di scarico, condensatore, addolcitore, stampante, sensore conducibilità.



- Resa/carico 192 vetreria a collo stretto o 98 pipette – 241 l vol. utile
- Flessibile e semplice: EasyLoad con posiz. flessibile dei ripiani
- Efficiente: alte prestazioni con pompa a n. di giri variabili
- Elevata capacità – trattamento provette da laborat.fino 50 l

EAN: 4002516467908 / Numero articolo: 62711105SE1 / Numero materiale: 11882170

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, 1 sportelli, a ribalta in vetro
Range	SlimLine
Riscaldamento	Elettrico
Frontale/Lato posteriore	Acciaio inox
Pareti laterali	Acciaio inox
Installazione singola o in fila	•
Modello stretto	•
Numero livelli di lavaggio	3
Carico e scarico mediante carrelli telescopici	•
Blocco elettrico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per laboratori	•
Per applicazioni industriali	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto per carico [numero]	192
Bottiglie da laboratorio per carico [numero]	108
Pipette per carico [numero]	98
Carico massimo in kg	60
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	750
Volume utile vasca di lavaggio in l	241
Comandi	
Tipo di comandi	TouchControl
Selezione programma	Display a colori fulltouch
Programmabilità	Liberamente programmabile
Programmi [numero]	23
Posti programma liberi [numero]	20
Protezione interruzione programma	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 380-415V 50HZ
Potenza di riscaldamento in kW	8,4
Potenza massima assorbita in kW	10,1
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	4

PLW 7111 [S-1008]

Lavavetriere SlimLine con riscaldamento elettrico, asciugatura aria calda
Pompa di scarico, condensatore, addolcitore, stampante, sensore conducibilità.



Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua calda [numero]	1
Acqua demineralizzata [numero]	1
Pressione di flusso necessaria in kPa	100-600
Addolcitore acqua integrato	•
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	0,7
Pompa di scarico [DN]	25
Valvola di scarico [DN]	38
Essiccatore	
Riscaldamento essiccatore	Elettrico
Portata aria in m³/h	130
Impostazione del tempo in scatti di 1 minuto	0-60
Classe filtro HEPA	H14,H14,H14,H14
Grado di separazione filtro HEPA (DIN EN 1822) in %	99,995
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	4
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1965
Misura esterna, larghezza netta in mm	650
Misura esterna, profondità netta in mm	702
Misura esterna, altezza lorda in mm	2110
Misura esterna, larghezza lorda in mm	945
Misura esterna, profondità lorda in mm	840
Vasca di lavaggio, altezza in mm	717
Vasca di lavaggio, larghezza in mm	570
Vasca di lavaggio, profondità in mm	590
Altezza di introduzione dal pavimento in mm	850
Peso netto in kg	251
Peso lordo in kg	260
Carico massimo sul pavimento in N/m²	680
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora LpA nelle fasi di lavaggio e asciugatura secondo DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Dissipazione del calore nell'ambiente in MJ/h	0,8
Programmi	
Disinfezione termica	•
Trattamento vetreria da laboratorio	•
Plastiche	•

PLW 7111 [S-1008]

Lavavetriere SlimLine con riscaldamento elettrico, asciugatura aria calda
Pompa di scarico, condensatore, addolcitore, stampante, sensore conducibilità.



Dotazione	
2 pompe di dosaggio integrate a membrana per prodotti liquidi	•
Pompe di dosaggio supplementari integrabili	2
Condensatore di vapore	•
Controllo del volume di dosaggio	•
Monitoraggio della conducibilità	•
Interfaccia per la tracciabilità dei processi	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Accoppiamento diretto supporto di carico	•
Asciugatura ad aria calda integrata	•
Miele Cloud Service	•
Stampante integrata per tracciabilità processi	•
EasyLoad	•
Possibilità di impostazione per i prodotti chimici (3 x 5 l)	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4404/316 L), elettrolucidatura	•
Zoccolo con rotelle SlimLine	•
Pompa a velocità variabile	•
Illuminazione camera multicolore	•
Design modulare del cestello	•
Illuminazione camera	•
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia Ethernet	•
WLAN	•
Interfaccia USB	•
Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•
Direttiva macchine 2006/42/CE	•

Miele Italia S.r.l.

Strada di circonvallazione, 27
39057 Appiano (BZ)

www.miele-professional.it

info@miele-professional.it

Contact Center Professional

0471-666319

Lunedì – Venerdì ore 8.00 – 20.00

Sabato ore 9.00 – 12.00/14.00 – 18.00

Sempre meglio

Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: sempre meglio. Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza

Affidabilità senza compromessi di prodotti e servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e quello in cui si ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, così come sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze complete e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine l'optimum di prestazioni e redditività.