


Miele



APLW 106

Cesto

per disporre in modo ottimale moduli iniettori o inserti.



- Utilizzabile sui ripiani da 1 a 4
- Cesto con due accoppiamenti dei moduli
- Per disporre max. 2 moduli iniettori o inserti
- Chiusura automatica dell'accoppiamento in caso di non utilizzo
- Le misure di carico dipendono da posizione e cesti utilizzati.

EAN: 4002516524717 / Numero articolo: 69610600D / Numero materiale: 11854610

Classe appartenenza prodotto	
Lavavetrerie SlimLine	•
Lavavetreria SlimLine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Cesto con accoppiamento modulo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox Plastica
Colore	Acciaio inox Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	151
Misura esterna, larghezza netta in mm	559
Misura esterna, profondità netta in mm	621
Misura esterna, altezza lorda in mm	175
Misura esterna, larghezza lorda in mm	570
Misura esterna, profondità lorda in mm	630
Peso netto in kg	3,05
Peso lordo in kg	3,75

Miele Italia S.r.l.

Strada di circonvallazione, 27
39057 Appiano (BZ)

www.miele-professional.it

info@miele-professional.it

Contact Center Professional

0471-666319

Lunedì – Venerdì ore 8.00 – 20.00

Sabato ore 9.00 – 12.00/14.00 – 18.00

Sempre meglio

Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: sempre meglio. Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza

Affidabilità senza compromessi di prodotti e servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e quello in cui si ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, così come sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze complete e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine l'optimum di prestazioni e redditività.