

**Miele**

Il successo è “fatto a mano”.

Non lavato a mano.

Lavavetreria ExploreLine PLW 8604 e kit di accessori APLW 214

Lava la vetreria di laboratorio in modo efficace e completamente automatico con la nostra ExploreLine.

Passando dal lavaggio manuale a quello automatico, libererai le tue mani per altre attività, risparmiando tempo e risorse preziose.

Fai un passo avanti nel tuo laboratorio con la nuova ExploreLine, abbinata al kit di accessori APLW 214, per un lavaggio semplice, sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso.

Ora disponibile a un prezzo speciale fino al 31 dicembre 2025!



Progettata per soddisfare le esigenze dei laboratori, la lavavetreria **PLW 8604** di **Miele Professional** unisce prestazioni elevate, sostenibilità e sicurezza.

- In soli 24 minuti lava fino a 60 pezzi di vetreria da laboratorio, riducendo fino al **63%** il consumo d'acqua e fino al **59%** il tempo di lavaggio.
- Garantisce risultati costanti, con **grado di purezza per analisi**, grazie al processo standardizzato.
- L'interfaccia con **Touch Display** assicura un menù di navigazione semplice e intuitivo.
- Aumenta la sicurezza nel laboratorio: una lavavetreria professionale riduce il rischio di inalazione di aerosol, il contatto con prodotti chimici e le possibili ferite. In questo modo si abbassa il rischio di assenze per malattia o infortunio.

ExploreLine PLW 8604 include il kit di accessori APLW 214, composto da:

- **1 x A 101 cesto superiore**
offre spazio per 24 becher o altra vetreria a collo largo, con altezza massima di 165 mm (+/- 30 mm con regolazione in altezza del cesto superiore).
- **1 x A 150 cesto inferiore**
offre spazio per 36 vetri a collo stretto (bottiglie, matracci, cilindri ecc.) con altezza massima di 260 mm (+/- 30 mm con regolazione in altezza del cesto superiore).
- **1 x A 11/2 inserto** per il lavaggio delicato di oggetti sensibili
 - Con punzonature 7 x 7 mm
 - Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
- **2 x A 301/5 moduli EasyLoad**
ciascuno completo di 18 ugelli, per l'alloggiamento ottimale di vetreria come matracci di Erlenmeyer, palloni, bottiglie, matracci graduati e cilindri graduati (50–250 ml).



Realizzata per durare nel tempo, la PLW 8604 è la scelta eccellente per laboratori che richiedono massima efficienza e affidabilità.