

# KERN 317-01

**KERN**

Peso singolo, classe OIML E2, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



## Categoria

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marchio               | KERN             |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti    | OIML E2          |
| Famiglia di prodotti  | 317              |

## Sistema di misura

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Possibilità di valutazione della conformità                          | ✓       |
| Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )                     | 0,125   |
| Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )          | 0,0016  |
| Peso di calibrazione - densità (kg/m <sup>3</sup> )                  | 7950    |
| Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 140     |
| Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)                          | 5300    |
| Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)                          | 16000   |
| Peso di calibrazione - valore nominale                               | 1 g     |
| OIML-conforme                                                        | ✓       |
| Peso di calibrazione OIML classe                                     | E2      |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)                                | 0,03 mg |

## Design

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Struttura peso   | Pulsante                      |
| Dimensioni (Ø×A) | 6×6 mm                        |
| Materiale        | acciaio inossidabile lucidato |

## Servizi

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-331 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS                          | 962-331 |
| Numero di articolo per scostamento positivo garantito              | 921-331 |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 6×6×6 mm        |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,05 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,1 kg          |

## Casi facoltativi

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Plastica Numero di articolo | 317-020-400 |
| Caso - Alluminio Codice articolo   | 317-010-600 |
| Caso - Legno Numero di articolo    | 317-010-100 |

## Pittogrammi

### STANDARD

