

KERN 317-03

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 5 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,625
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0078
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6900
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	9600
Peso di calibrazione - valore nominale	5 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,05 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	8×15 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-333
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-333
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-333

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	8×8×15 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	317-030-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-030-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-030-100

Pittogrammi

STANDARD

