

KERN 317-05

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 20 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0313
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7500
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8570
Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,08 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	13×22 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-335
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-335
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-335

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×22 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	317-050-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-050-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-050-100

Pittogrammi

STANDARD

