

KERN 317-11

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	125
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	1,5625
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7810
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8210
Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1,6 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	48×82 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-341
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-341
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-341

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	48×48×82 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	317-110-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-110-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-110-100

Pittogrammi

STANDARD

