

KERN 317-13

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	625
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	7,8125
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7810
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8210
Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	8 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	80×140 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-343
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-343
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-343

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×80×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	317-130-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-130-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-130-100

Pittogrammi

STANDARD

