

KERN 317-15

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 20 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2500
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	31,25
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7810
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8210
Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	30 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	129×227 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-345
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-345
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-345

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	129×129×227 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo	317-150-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-150-100

Pittogrammi

STANDARD

