

KERN 326-05

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 20 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6600
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	10100
Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,25 mg

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (Ø×A)	13×22 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-435
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-435

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×22 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-050-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-050-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-050-100

Pittogrammi

STANDARD

