

KERN 326-06

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 50 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7270
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8890
Peso di calibrazione - valore nominale	50 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,3 mg

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (Ø×A)	18×29 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-436
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-436

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	18×18×29 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-070-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-060-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-060-100

Pittogrammi

STANDARD

