

KERN 326-09

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 500 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione - valore nominale	500 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 mg

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (Ø×A)	38×64 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-439
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-439

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	38×38×64 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-090-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-090-600
Caso - Legno Numero di articolo	317-090-100

Pittogrammi

STANDARD

