

# KERN 326-14

**KERN**

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



## Categoria

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marchio               | KERN             |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti    | OIML F1          |
| Famiglia di prodotti  | 326              |

## Sistema di misura

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Peso di calibrazione - densità (kg/m <sup>3</sup> )                  | 7950  |
| Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m <sup>3</sup> ) | 140   |
| Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)                          | 7390  |
| Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)                          | 8730  |
| Peso di calibrazione - valore nominale                               | 10 kg |
| OIML-conforme                                                        | ✓     |
| Peso di calibrazione OIML classe                                     | F1    |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)                                | 50 mg |

## Design

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Struttura peso   | Eco-form                      |
| Dimensioni (Ø×A) | 100×183 mm                    |
| Materiale        | acciaio inossidabile lucidato |

## Servizi

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS             | 962-444 |
| Numero di articolo per scostamento positivo garantito | 921-444 |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 100×100×183 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 10 kg           |
| Peso lordo ca.                 | 10 kg           |
| Peso di spedizione             | 10 kg           |

## Casi facoltativi

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Plastica Numero di articolo | 347-140-400 |
| Caso - Alluminio Codice articolo   | 317-140-600 |
| Caso - Legno Numero di articolo    | 317-140-100 |

## Pittogrammi

### STANDARD

