

KERN 326-36

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	7,8125
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	150×68×96 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-443
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-443
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-443

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×68×96 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	nicht verfügbar
Caso - Alluminio Codice articolo	346-060-600
Caso - Legno Numero di articolo	nicht verfügbar

Pittogrammi

STANDARD

