

KERN 346-86

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco, ghisa laccata



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-643

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×95×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo	346-060-600
----------------------------------	-------------

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	704,2254
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	59,512
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7100
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	600
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	150×80×90 mm
Materiale	ghisa laccata

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-643
--	---------