

KERN 346-89

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Blocco, ghisa laccata



Numero di articolo per calibrazione DAKKS 962-646

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×180×230 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	346

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	7042,2535
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	595,12
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7100
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	600
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 g

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	310×155×192 mm
Materiale	ghisa laccata

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-646
--	---------