

KERN 347-02

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 2 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-632

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×11 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-030-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-020-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-020-200

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,25
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0031
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - valore nominale	2 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1,2 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	6×11 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-632
--	---------