

KERN 347-05

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 20 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0313
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	13×23,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-635
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-635

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×23 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-050-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-050-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-050-200

Pittogrammi

STANDARD

