

KERN 347-11

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	125
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	1,5625
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	48×80 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-641
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-641

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	48×48×80 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-110-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-110-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-110-200

Pittogrammi

STANDARD

