

KERN 347-12

KERN

Peso singolo, classe OIML M1, 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	3,125
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	4000
Peso di calibrazione - valore nominale	2 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	60×114 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-642
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-642

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×114 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-120-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-120-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-120-200

Pittogrammi

STANDARD

