

KERN 911-013


Stampante ad aghi

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stampante ad aghi

Design

Dimensioni (L×P×A)	100×180×106 mm
Materiale	plastica

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 230 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	7 V 2,5 A

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	187×263×194 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,75 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,9 kg