

KERN YKH-01

KERN

Pregiata termostampante - veloce, robusta, facile da utilizzare

Pittogrammi



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stampante termica

Design

Materiale	plastica
-----------	----------

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	24 V DC 1,5 A

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	300×330×215 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	4,3 kg